

ZO GEBRUIK JE EEN KATHETERBAND

01 AAN- EN UITTREKKEN

1. Laat de grote pleister op de insteekplaats van de katheter kleven.



2. Leg de katheterband neer met de twee knoopsgaten naar boven.



3. Steek het katheteruiteinde door een van de twee knoopsgaten die nu zichtbaar zijn.



4. Steek de katheter daarna door het knoopsgat aan de achterkant van de katheterband.



5. Bevestig de katheterband goed rond het lichaam van je kind en sluit hem met de velcro. De katheterband mag niet te hard spannen, maar moet wel voldoende aansluiten zodat hij niet naar beneden schuift.



6. Als de katheter niet in gebruik is voor bijvoorbeeld een infuus, kan je hem veilig door het knoopsgat in de katheterband schuiven.



02 WASINSTRUCTIES

- ▲ Maak de velcro's aan elkaar vast voor je de katheterband in de wasmachine stopt.
- ▲ Was de katheterband bij voorkeur op 60°. Gebruik je een kouder wasprogramma, dan moet je de katheterband zeker warm strijken.
- ▲ Was de katheterband om de twee dagen of zelfs vaker als hij vuil is.
- ▲ De katheterband mag in de droogkast.